




- 1) Il kit è composto da un flaconcino e da una busta di plastica.
- 2) È necessario innanzitutto raccogliere un campione di feci. Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica nel WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.
- 3) Svitare ed estrarre dalla provetta il tappo verde con il bastoncino, facendo attenzione a non versare il liquido contenuto.
- 4) Strisciare il bastoncino sopra le feci alcune volte in senso orizzontale e verticale. È sufficiente la quantità di feci che rimane sulle scanalature della parte finale del bastoncino.
- 5) Inserire il bastoncino nella provetta, fare pressione fino a sentire un clic di chiusura e agitare.
- 6) Inserire la provetta nell'apposita bustina.
- 7) Consegnare il/i contenitore/i entro 3 giorni dalla raccolta del/i campione/i (conservare in frigorifero a 2-10 C° fino ad un massimo di 3 giorni).



SOLO PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI

- Non è necessario seguire alcuna dieta particolare prima della raccolta delle feci.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- La raccolta non deve essere eseguita durante il flusso mestruale.
- Se si è affetti da emorroidi non eseguire il prelievo se sono sanguinanti.
- Non utilizzare la provetta in caso di rottura del bastoncino o di perdita del liquido in essa contenuto.

Aggiornato al 16.04.2026

Il Direttore Dr.ssa G. Bonetti