


- 1) Le kit contient un flacon et un sachet en plastique.
- 2) Il faut avant tout prélever un échantillon de selles. Il est conseillé de disposer une couche de papier hygiénique à l'intérieur du WC afin de retenir les matières fécales pendant le temps nécessaire au prélèvement de l'échantillon.
- 3) Dévissez et enlevez de l'éprouvette le bouchon vert avec le bâtonnet en faisant attention à ne pas renverser le liquide se trouvant à l'intérieur.
- 4) Passez le bâtonnet sur les selles plusieurs fois, en sens horizontal et vertical. La quantité de selles restant sur la partie finale du bâtonnet est suffisante.
- 5) Placez le bâtonnet dans l'éprouvette et effectuez une pression jusqu'à entendre le clic de fermeture, puis agitez.
- 6) Placez l'éprouvette dans le sachet en plastique.
- 7) Déposez l'éprouvette dans les 3 jours suivant le prélèvement des échantillons (à conserver au réfrigérateur entre 2 et 10 °C pendant 3 jours maximum).



UNIQUEMENT POUR LA RECHERCHE DE SANG OCCULTE DANS LES SELLES

- Il n'est pas nécessaire de suivre un régime particulier avant le prélèvement des selles.
- Éviter de contaminer les selles avec l'urine.
- Ne pas effectuer le prélèvement pendant la période des règles.
- En présence d'hémorroïdes saignantes, ne pas effectuer le prélèvement.
- Ne pas utiliser l'éprouvette si le bâtonnet est cassé ou si le liquide contenu a été renversé.

Version du 16.04.2026

Directrice Mme G. Bonetti

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Siège social : Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tél. 0364.3291 -
fax 0364.329310 - Num. d'Identif. Fiscale/N° de TVA 03775830981
www.asst-valcamonica.it Courrier Électronique Certifié : protocollo@pec.asst-valcamonica.it