


- 1) El kit está formado por una probeta y una bolsa de plástico.
- 2) Es necesario, sobre todo, recoger una muestra de heces. Es aconsejable colocar una capa de papel higiénico dentro del inodoro para retener las heces durante el tiempo necesario para tomar la muestra.
- 3) Desenroscar y extraer de la probeta el tapón verde con la varilla, teniendo cuidado de no verter el líquido que contiene.
- 4) Deslizar la varilla sobre las heces varias veces en sentido horizontal y vertical. Es suficiente la cantidad de heces que se queda en las ranuras de la parte final de la varilla.
- 5) Introducir la varilla en la probeta, empujar hasta que encaje y quede bien cerrada y sacudirla.
- 6) Introducir la probeta en la bolsa correspondiente.
- 7) Entregar la probeta dentro 3 días desde la recogida de las muestras (conservarlas en el frigorífico a una temperatura de entre 2 y 10 °C hasta un máximo de 3 días).



SOLO PARA LA DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECE

- No es necesario seguir ninguna dieta especial antes de la recogida de heces.
- Evite contaminar las heces con orina.
- No se debe realizar la recogida durante el flujo menstrual.
- Si se padece de hemorroides, no realizar la recogida cuando están sangrando.
- No utilizar la probeta en caso de rotura de la varilla o pérdida del líquido contenido en la misma.

Actualizado el 16.04.2026

Directora Dra. G. Bonetti

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Domicilio social: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 -
fax 0364.329310 - N.I.F. N.º 03775830981
www.asst-valcamonica.it CEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it