


- **Al risveglio, prima di lavarsi, applicare sul contorno dell’apertura anale un pezzo di nastro adesivo trasparente (circa 4 cm), facendolo ben aderire (vedi Figura A).**
- **Togliere il nastro adesivo e incollarlo sulla superficie di un vetrino da laboratorio (può essere fornito dallo stesso Laboratorio) (vedi Figura B).**
- **Consegnare all’accettazione del Laboratorio, trasportandolo possibilmente all’interno di un barattolo da urinocoltura.**



A. Applicare il nastro adesivo sul contorno dell’ano facendolo ben aderire

B. Incollare il nastro su un vetrino da laboratorio.

Aggiornato al 16.04.2026

Il RUO Dr.ssa G. Bonetti